

Castrazione indolore dei lattonzoli



- ① Somministrare l'analgésico prima dell'intervento **secondo le indicazioni del foglietto illustrativo del medicamento veterinario.**



- ② Trattare i lattonzoli con **calma e cura.**



- ③ Utilizzare un apparecchio per narcosi **pulito.**



- ④ Procedere alla castrazione in un ambiente **ben aerato** (sicurezza sul lavoro).



- ⑤ L'apparecchio va dotato di un evaporatore riscaldato o messo in funzione soltanto alle temperature ambientali indicate dal fabbricante. **Per i lattonzoli e per l'apparecchio, idealmente fra 18 e 21°C.**



- ⑥ Prima dell'utilizzo l'apparecchio va sottoposto a un **controllo funzionale** secondo le istruzioni del fabbricante.



- ⑦ Prima di effettuare la prima narcosi **verificare** che la concentrazione di **isoflurano** nel gas vettore presente nell'apparecchio sia del **5%** (ossigeno o aria).



- ⑧ Il tempo di induzione dell'anestesia è di **almeno 90 secondi.** È vietato procedere alla castrazione prima che sia trascorso questo tempo.



- ⑨ In caso di **emissioni sonore** o di **movimenti difensivi** del lattonzolo, interrompere la castrazione e sottoporre l'apparecchio a verifica.

Per domande rivolgersi:

- al veterinario dell'effettivo
- al fabbricante/fornitore degli apparecchi
- al SSP