



## Informazioni tecniche per i veterinari

### Analisi di esclusione della peste suina classica (PSC)

#### In quali casi è opportuna un'analisi di esclusione?

Qualora in un effettivo si presentino problemi non chiari con sintomatologia simile a PSC (febbre, casi di morte improvvisa, gracilità fisica, anoressia, apatia, diarrea, sintomi del sistema nervoso centrale, aborti, calo della capacità di ingrasso), è possibile incaricare un veterinario non ufficiale o anche il servizio patologie di eseguire un prelievo di campioni al fine di escludere un'infezione da PSC. In questo caso non è necessario adottare le misure di polizia epizootica ai sensi dell'art. 84 dell'ordinanza sulle epizoozie.

Si raccomanda di consultare preventivamente l'Istituto di virologia e immunologia (IVI) per un'efficace elaborazione dei campioni.

#### Prelievo di campioni

Vengono prelevati campioni di siero fino a 3 animali ammalati in forma acuta e 5-10 animali ammalati cronici, o da animali già guariti, oppure da scrofe che hanno abortito.

Prelievo di campioni per la patologia: tonsille, linfonodi, milza, reni.

I campioni vanno inviati per posta A all'IVI (vedere anche il sito Web [Diagnostica IVI](#)).

#### **ATTENZIONE: definizione dei casi sospetti**

Devono destare sospetto di peste suina classica: febbre alta (resistente alla terapia) e casi di morte improvvisa nonché gracilità fisica, anoressia, apatia, diarrea, sintomi del sistema nervoso centrale, aborti e/o calo della capacità di ingrasso con perdite di animali. Si ha un sospetto clinico urgente di PSC in presenza dei sintomi sopra indicati e di contatto con aziende o cinghiali con infezione confermata di PSC oppure in caso di decorso fulminante della malattia in un allevamento suino dove si verificano frequenti casi di morte. In presenza di tali sintomi è necessario informare immediatamente il veterinario cantonale competente e adottare misure allo scopo di evitare la propagazione della probabile epizoozia.

#### **Orario di servizio del reparto diagnostico dell'IVI:**

**+41 (0)58 469 92 11**

Da lunedì a mercoledì e venerdì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00

Giovedì: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00

(il centralino provvede al collegamento telefonico con il reparto di diagnostica)

Al di fuori di questi orari, gli esperti dell'IVI sono reperibili al seguente numero (servizio di picchetto dell'IVI): +41 (0)79 840 96 84.

Entro 45 minuti si viene contattati da uno specialista.

[Sito internet IVI](#)