



Informazioni tecniche per i veterinari

Analisi di esclusione della peste suina classica (PSC)

In quali casi è opportuna un'analisi di esclusione?

Qualora in un effettivo si presentino problemi non chiari con sintomatologia simile a PSC (febbre, casi di morte improvvisa, gracilità fisica, anoressia, apatia, diarrea, sintomi del sistema nervoso centrale, aborti, calo della capacità di ingrasso), è possibile incaricare un veterinario non ufficiale o anche il servizio patologie, previo accordo con l'IVI, di eseguire un prelievo di campioni al fine di escludere un'infezione da PSC. In questo caso non è necessario adottare le misure di polizia epizootica ai sensi dell'art. 84 dell'ordinanza sulle epizootie.

Prelievo di campioni

Previo accordo con l'IVI, vengono prelevati campioni di siero da 3 animali ammalati in forma acuta e 5-10 animali ammalati cronici, o da animali già guariti, oppure da scrofe che hanno abortito.

Prelievo di campioni per la patologia: tonsille, linfonodi, milza, reni.

I campioni vanno inviati per posta espressa all'IVI (vedere anche il sito Web [Diagnostica IVI](#)).

ATTENZIONE: definizione dei casi sospetti

Devono destare sospetto di peste suina classica: febbre alta (resistente alla terapia) e casi di morte improvvisa nonché gracilità fisica, anoressia, apatia, diarrea, sintomi del sistema nervoso centrale, aborti e/o calo della capacità di ingrasso con perdite di animali. Si ha un sospetto clinico urgente di PSC in presenza dei sintomi sopra indicati e di contatto con aziende o cinghiali con infezione confermata di PSC oppure in caso di decorso fulminante della malattia in un allevamento suino dove si verificano frequenti casi di morte. In presenza di tali sintomi è necessario informare immediatamente il veterinario cantonale competente e adottare misure allo scopo di evitare la propagazione della probabile epizootia.

Orario di servizio del reparto diagnostico dell'IVI:

+41 (0)31 848 92 11

Da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00

(il centralino provvede al collegamento telefonico con il reparto di diagnostica)

Al di fuori di questi orari, gli esperti dell'IVI sono reperibili al seguente numero (servizio di picchetto dell'IVI): +41 (0)79 652 47 23.

Entro 45 minuti si viene contattati da uno specialista.

[Sito internet IVI](#)