



Informazioni per il produttore del software sulla procedura del test SI AMV variante di trasmissione 1

1. La documentazione relativa all'interfaccia per le varianti di immissione e trasmissione SI AMV si trovano sul sito www.blv.admin.ch/siamv, dove sono raccolti anche i relativi dati di base e file xsd.
2. A partire da agosto 2018 è possibile registrarsi all'indirizzo isabv@blv.admin.ch per ricevere l'IDI e i token necessari ai test.
 - a. **Necessitiamo di un indirizzo e-mail per ciascun token desiderato.**
Con l'indirizzo e-mail e un IDI/complemento da noi assegnato registreremo per voi uno studio test nell'ambiente di collaudo.
 - b. Successivamente riceverete un'e-mail con due token di verifica, da **inoltrarci all'indirizzo isabv@blv.admin.ch** per permetterci di verificare lo studio.
 - c. Conclusa la verifica riceverete un'ulteriore e-mail di conferma dell'avvenuta verifica. Da quel momento potrete utilizzare per i vostri file di test i dati dello studio.
3. In una prima fase potete inviarci le vostre prescrizioni di test in formato xml all'indirizzo isabv@blv.admin.ch, preferendo quelle che coprono la maggior varietà possibile (moduli, dati di base).
Disponiamo di uno strumento grazie al quale possiamo richiamare il servizio web. In seguito vi invieremo per e-mail il protocollo di notifica.
4. Non appena gli eventuali errori (secondo protocollo di notifica) saranno corretti, potremo darvi un accesso temporaneo al servizio web di collaudo cosicché possiate effettuare test voi stessi.
5. Se ci fornirete una versione di prova del vostro software saremo lieti di assistervi nei test.

Liebefeld, luglio 2018